



MAP – MESSAGE ADMINISTRATION PLATFORM

Skalbar larm och meddelandelösning

MAP är en kraftfull och skalbar IP-baserad administrationsplattform för samordning av larm och meddelanden. Användare, grupper och enheter administreras i MAP. Systemet administreras via enkla och rena webbgränssnitt.

Central administration

MAP installeras på en centralt placerad Windows Server där administration sker. Windows Servern kör en webbserver för administration och en SQL-databas för användare, enheter, och grupper. Denna server är ej kritisk i larmlösningen vilket gör att den med fördel kan underhållas med aktuella Patchar och Virussydd.

Lokal trygghet


För kritisk kommunikation installeras en eller flera OJS moduler för koppling mot exempelvis personsökarsystem, DECT- och VoWLAN telefoner. OJS modulerna distribuerar även larm till externa enheter och system såsom GSM-, Mail- eller brandlarmssystem. Oberoende av länken till den centralt placerade servern kan de lokala larmen nå sina mottagare. Vid stora mängder larm eller distribution till många system, siter, orter eller avdelningar kan man lätt komplettera med ytterligare OJS moduler för utökad kapacitet och/eller prestanda.

Förutsättningar Server

- Processor: 2 GHz
- RAM: 4 GB
- Hårddisk: 80 GB
- Win 2003 Server alt. Win Server 2008
- Win IIS 6.0 eller senare
- SQL Server 2005 alt. SQL Server 2008
- .NET Framework 2.0, 3.0, 3.5 + Servicepack

Förutsättningar Unite

- OJS: Elise2 hårdvara



Applikationserbjudande

MAP utgör basmodulen i Ascoms applikationserbjudande. Efter att MAP installeras kan du lätt lägga till valfria mjukvarumoduler ur vårt erbjudande. Katastrofstöd, LeanCARE™ och Industrisystem är de olika huvudgrupperna. När du aktiverar en mjukvarumodul utnyttjar du de larmenheter och larmgrupper som är definierade i MAP. Larmenheter såsom personsökare, DECT telefoner eller VoWLAN telefoner administreras i MAP men även användare, ort och avdelningstillhörighet.