




SKAPA EN **TYST VÅRDMILJÖ**
OCH MINSKA ONÖDIGT SPRING



Arbete på sjukhus kräver effektivitet samtidigt som det måste vara en öppen och vänlig atmosfär både för patienter och vårdpersonal. Ascoms kallelsesystem teleCARE gör precis detta – förbättrar effektiviteten, minskar stress och frigör mer tid till patientvård.



När en patient kallar på hjälp så får du direkt reda på vem som söker dig. Ditt patientansvar lagras med individuell information och därefter håller systemet dig informerad. Kallelsen loggas och fram till att den omhändertagits kommer den att förbli aktiv. Du behöver aldrig mer oroa dig för att missa en kallelse – kallelsen finns kvar i din handenhet. Du behöver heller aldrig lämna en patient du vårdar för att gå ut i korridoren och se vem som kallar – kallelsen går direkt till din personsökare/handenhet.

Eftersom det är vanligt att flera patienter kallar samtidigt får du nu möjlighet att välja vilken kallelse du ska ta först. Du bestämmer.

UPPLEV MINDRE STRESS I DITT ARBETE

Patientkallelsen hörs inte i korridoren och patienterna störs inte av ljudet från pip eller signaler från andra patienter. Kallelsen förblir privat för patienten – ingen annan vårdpersonal än den som söks blir informerad. Du får en tyst vårdmiljö att arbeta i.

SYSTEMET HITTAR DIG VAR DU ÄN BEFINNER DIG

Du behöver inte längre markera närvaro när du går in i ett rum eller avmarkera närvaron när du går ut. Patienterna och kollegor vet att de når dig även om du inte är på avdelningen.

ENKELT ATT FÅ TAG PÅ ASSISTANS

Behöver du hjälp av en kollega eller ett helt team när du är hos en patient hjälper systemet dig att få kontakt med rätt personal. På samma smidiga sätt som systemet hittar dig, hittar det dina kollegor när du behöver dem.

ANVÄND TIDEN DU SPARAR TILL PATIENTVÅRD

För att öka effektiviteten, kan tal inkluderas i systemet. Det betyder att du kan prata med en patient eller kollega och snabba frågor kan klaras av direkt. Så fort du löst problemet raderar du kallelsen direkt i handenheten. Du sparar onödigt spring i korridorer och kan istället ägna din tid åt vården.



SYSTEMET LAGRAR ALLA PATIENTKALLELSER OCH HÄNDELSER

Statistiken kan användas till att analysera arbetsbelastning och planering av arbetsskift. Informationen kan användas till att förbättra interna rutiner för att därigenom höja vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Dessutom sker informationsinsamlingen automatiskt, du behöver inte göra något själv för att samla den informationen. Systemet gör det åt dig och du kan koncentrera dig på det du är bäst på – att vårda patienterna.

ÖKAD EFFEKTIVITET PÅ INTENSIVVÅRDSAVDELNINGEN

Vården på intensivvårdsavdelningen kännetecknas av kravet på att kunna ta hand om patienter med ett stort vårdbehov och förmågan att snabbt kunna reagera på förändrade hälsotillstånd. Genom att integrera kallelsesystemet, medicinteknisk apparatur och det trådlösa internkommunikationssystemet säkerställer du att varje patients vårdteam alltid är uppdaterat på patientens hälsotillstånd och att larm från övervakningsutrustning snabbt åtgärdas. Såväl patient som personalen kan känna trygghet i att inga patientkallelser eller larm går förlorade.

EN TRYGGARE FÖRLOSSNINGSAVDELNING

Det finns normalt två typer av kallelser från den blivande mamman. Antingen kallelse på service eller hjälp vid smärta eller frågor angående själva förlossningsförloppet. Vid komplicerade förlossningar övervakas barnet kontinuerligt av medicinteknisk apparatur som kan larma om problem uppstår eller vissa givna värden överskrids. Akuta kejsarsnitt kräver snabb assistans av narkospersonal (läkare, sjuksköterska, undersköterska) och ansvarig gynekolog. Varje sekund är viktig. Processen är lik den vid trauma eller hjärtlarm. Det gäller att samla ihop berörda personer till ett och samma ställe på så kort tid som möjligt.

Med teleCARE kopplat till mobilitetssystemet kan kallelsen smidigt tas emot oavsett var sköterskan/barnmorskan befinner sig och frågor kan besvaras utan att uppsöka rummet.

Vid akuta behov kan till exempel operationsteam kallas samman genom ett enda knapptryck. Snabbare respons vid kritiska situationer kan betyda skillnad mellan liv och död.

SMIDIGARE ARBETE PÅ INFEKTIONSAVDELNINGEN

På en infektionsklinik behandlas patienter med olika typer av smittorisk och även de som är känsliga för smitta. Det betyder att vården utformas efter olika principer. Vissa patienter med smittsamma sjukdomar behandlas i enskilt rum med sluss. Personal måste gå igenom slussen och tvätta



[www.ascom.se]



sig samt till viss del byta kläder varje gång man skall gå in eller ut från patienten. Detta tar tid och ökar risken för smittspridning.

Med teleCARE kan personalen vid behov komma i kontakt med patienten utan att behöva passera slussen. Om patienten är övervakad av medicinteknisk apparatur och/eller har läkemedel administrerat med hjälp av apparater så kan systemet larma direkt till personalens personsökare/handenhet. Effektiv kommunikation med Ascoms kallelse-system sparar steg och tid för personalen.

ASCOM teleCARE

Ascom teleCARE bygger på en flexibel teknologi som garanterar att ditt system enkelt kan byggas ut när er verksamhet växer eller förändras.

Men oavsett teknologi, så har vi bara en sak för ögonen. Det är att hjälpa dig förbättra den vård du ger till dina patienter och det med högsta möjliga säkerhetsnivå. Vårt system skapar en tyst vårdmiljö för patienter och vårdpersonal och minskar onödigt spring. Vi ser till att informationen når rätt person på snabbast möjliga sätt.

Ascom Wireless Solutions är specialister på kundanpassade lösningar för trådlös internkommunikation. Grunden för våra lösningar är smart integrering med kundernas befintliga system. En trådlös internkommunikationslösning inom sjukvården reducerar väntetiderna och leder till snabbare respons i kritiska situationer. Läkare, sjuksköterskor, administratörer och övrig personal får tidskritisk information direkt i fick-enheten – som tal, data, text eller larm – oavsett var de befinner sig. Fördelarna det medför är nöjdare patienter, effektivare tidsutnyttjande och lägre risknivå. Vi ingår i den schweiziska Ascom-koncernen som är verksamma över hela världen.

Ascom

Wireless Solutions

Box 8783, 402 76 Göteborg

T 031-55 94 00 | F 031-55 63 78

seinfo@ascom.se | www.ascom.se